

OSADAインスツルメント専用自動注油装置

# OSADA AUTOLUBE

インスツルメントのメンテナンスが確実・簡単に！  
今までの注油方式に比べて大幅に時間短縮とコスト削減を実現



## 注油時間13秒

一度に3本までのインスツルメントの注油が可能です。  
1〜3本まで、本数に関わらず13秒で注油できます。

### 注油時間の比較

3本分のインスツルメントの注油時間を比較すると...

タービン3本



タービンスプレー

32秒(注油時間+ならし回転)  
×3本=96秒  
(1本あたり32秒)



オートループオイル

13秒

(1〜3本使用時)

## 簡単操作でメンテナンスも安心



注油するインスツルメントを選択後 → スタートスイッチを押すだけの簡単操作です。



手作業による注油と違い、作業者によるメンテナンスのバラツキがないため安定したメンテナンスが行えます。

## ムダをなくしてコスト削減

必要最低限のオイルを注入することで、無駄なオイルを使用しません。  
ランニングコスト、作業時間の削減により、インスツルメントの注油に対する全体のコスト削減が期待できます。



## タービンヘッドの注油比較

オートループオイルを使用すると年間費用は...

年間費用

タービンスプレー

94,629円

オートループオイル

1,471円

※条件設定 ユニット台数2台(ユニット1台あたり3本のインスツルメント)の場合、1日2回の注油、年間240日とした場合、1年間の注油本数2,800本。

## アクセサリ

商品コード	商品名	標準価格	備考
50564	4HLアダプター	14,300円	4HL・3HLタービン用、シリウス用
50565	4Hアダプター	14,300円	4H・3HTタービン用
50566	HL-Cアダプター	14,300円	HL-Cモーターハンドピース用
50567	HL-Dアダプター	14,300円	HL-D・HLモーターハンドピース用
50810	HDアダプター	14,300円	HS・HDモーターハンドピース用
50611	ステンレストレイ	5,720円	本体下部に設置
45360	オサダオートループオイル	7,150円	500mL

セレクトスイッチ

スタートスイッチ

メインスイッチ

オイル注入キャップ

オイルアラーム



仕様

商品名：オサダ オートループ 商品コード：3240 形式：OAL-1 標準価格：286,000

電 源：電源電圧 -交流100V 電源周波数 -50/60Hz 電源入力 -0.3A  
エ ア ー 入 力：0.3MPa  
質 量：本体9.0kg  
寸 法：本体 W280×D360×H385mm  
必要な設置スペース：W380×D460×H500mm  
備 考：取付キット（フィルター・減圧弁・コック）を含む、オサダタービンヘッド用注油ノズル、3本仕様 HL-Cアダプター1本付

※設置(取付け)環境にはエアが必要です。

※ご使用に際しましては、商品の添付の取扱説明書を必ずお読み下さい。  
※表示価格は全て税別です。消費税は別途申し受けます。 ※撮影、印刷インキの関係で実際の色と異なって見えることがあります。  
※商品は改良の為、予告なしに仕様を変更することがありますので、予めご了承下さい。又、ご不明な点はオサダ営業所にお問い合わせ下さい。

販売元

長田電機工業株式会社  
〒141-8517 東京都品川区西五反田5-17-5  
TEL 03 (3492) 7651 FAX 03 (3492) 7506  
<http://osada-group.jp>  
製造販売元：長田電機工業株式会社

札幌 011 (747) 1391  
盛岡 019 (653) 5464  
仙台 022 (262) 1705  
新潟 025 (265) 3710  
宇都宮 028 (638) 5185  
水戸 029 (231) 6771

埼玉 048 (652) 0401  
千葉 043 (278) 6152  
西東京 042 (524) 9186  
東京 03 (3494) 2271  
神奈川 045 (948) 3035  
長野 0263 (477) 7060

静岡 054 (252) 0642  
名古屋 052 (950) 0631  
大阪 06 (6398) 6027  
神戸 06 (6398) 6027  
山陽 086 (214) 6950  
広島 082 (241) 7165

高松 087 (814) 9581  
福岡 092 (431) 7774  
熊本 096 (383) 6770  
鹿児島 099 (256) 6869  
沖縄 098 (862) 0683  
OSADA, INC.



No.1412

品質マネジメントシステム  
Management System  
ISO 9001:2008  
ISO 13485:2003  
www.osada.com  
03-3492-7651

品質マネジメントシステム  
Management System  
ISO 9001:2008  
ISO 13485:2003  
www.osada.com  
03-3492-7651

環境マネジメントシステム  
Management System  
ISO 14001  
JAE R0211  
長田電機工業(株) 名古屋工場