

患者さんのさらなる  
自然な歯の輝きにお応えします!

## オサダポラリス (OP-F/OP-T)



### 特徴

超音波スケーラーではとりにくいヤニや茶渋などを簡単・きれいに除去します。

#### ■ 快適

超音波スケーラーではとりにくい、ヤニや茶渋などを簡単に取り除くことができ、自然な歯の輝きにもどします。

#### ■ 確実

ノズルの吐出角度が小さいため、狙った部位を確実にきれいにすることができます。  
スケーラーの先端が入り込めないような隣接面や小窩裂溝部の沈着物も確実に除去できます。

#### ■ 使い易さ

ハンドピースは軽くウエイトバランスに優れ、持ちやすいデザインです。  
長時間のご使用でも疲れにくくなっております。

#### ■ つまり防止

パウダーのつまり防止機能がついているため、パウダーのつまりが少なくなりました。

#### ■ 交換・装着簡単

エアータービンホースにワンタッチで簡単にセットでき、すぐにご使用頂けます。  
ユニット間の移動はハンドピースの交換だけですみます。

・オサダポラリスF オサダファインジョイントタイプ  
・オサダポラリスT オサダトロン3HL/4HLタイプ

#### ■ 衛生面

ノズル・握手ケース・パウダーボックスは簡単に着脱でき、オートクレープ滅菌が可能です。

※使用するパウダーは市販の歯面清掃用パウダー（炭酸水素ナトリウム）以外は使用しないで下さい。※使用上の注意事項をよく読み、正しくご使用下さい。



オサダのポラリス、シリウス、P.M.T.C.商品  
を使用したらこんなにきれいになりました。



使用前



使用后

商品名	商品コード	形式	標準価格	備考
オサダポラリスF	50348	OP-F	¥148,000	オサダファインジョイントタイプ
オサダポラリスT	50349	OP-T	¥148,000	オサダトロン3HL/4HLタイプ
オサダポラリスパウダー (12g×100袋入)	08976	—	¥15,800	
オサダポラリスパウダー (12g×50袋入)	50074	—	¥8,600	

