

# *osada success 40*

オサダサクセス-40

OSADA





### ■ ブラシレスモータハンドピース

- レバー式のため、ハンドピースを持ち替えることなく、バーの交換がおこなえます。
- 抜群の耐久性を持つレバー式チャックを採用しています。

### ■ コンスタントモード装備



■ 上：コンスタント CONSTANT    ■ 下：バリエابل VARIABLE

- コンスタントモードで作業が楽に！  
フットコントローラーがスイッチに変わります。  
(踏込むと回転ON、もう一度踏込むと回転OFF)  
回転速度ボリュームにて設定した、一定の回転速度での作業（金属研磨など）にお勧めの機能です。

※コンスタントモード設定中であっても、回転ボリュームにより回転速度を調整できます。  
※踏み込み加減で回転速度を得る場合にはバリエابلモードをご使用下さい。

## 1. 幅広い作業をカバー

回転速度は1,000~40,000min<sup>-1</sup>。ワックスの形成から金属の研磨までおこなえます。

## 2. なめらかな切削面

芯ブレが少なく、安定したトルクを保ちます。繊細で細かな仕上がり面が得られます。

## 3. こだわりのペンダリップ

細身のハンドピースは精密な切削に適しています。軽く、バランスも良いので、女性にも容易に扱えます。

## 4. ブラシレスモータ採用

精密な切削が行えるよう、回転音・振動・モータの発熱をほとんど感じないブラシレスモータを採用しています。

## 5. コンパクトな本体

コンパクトサイズで作業スペースを十分に確保できます。



### ■ オサダサクセス-40

商品コード	商品名	形式	標準価格
3224	オサダサクセス-40	OS-40	¥148,000

### ■ 本体仕様

販売名	オサダサクセス-40
電源	電源入力：0.2A 電源電圧：交流 100V 電源周波数：50/60Hz
分類	クラス I・B 形
回転速度	1,000~40,000min <sup>-1</sup>
質量	本体：2.9kg モータハンドピース：175g
寸法	W100×D185×H105mm
医療機器届出番号	23B2X00013000008

### ■ オプション・スペアパーツ

商品コード	商品名	標準価格	備考
09357	モータハンドピース	¥119,000	LHP-12 ハンドピース L12M モータ
50023	L12M モータコード	¥12,900	0.9m
79077	チャック(φ2.35)	¥5,720	φ2.35
79154	LHP チャックφ1.6	¥5,720	φ1.6

※表示価格は消費税抜きの価格です。消費税は別途申し受けます。  
※撮影、印刷インキの関係で実際の色と異なって見えることがあります。  
※商品は改良の為、予告なしに仕様を変更することがありますので、予めご了承ください。  
又、ご不明な点はオサダ営業所にお問い合わせ下さい。

販売元



**長田電機工業株式会社**

〒141-8517 東京都品川区西五反田5-17-5  
TEL 03(3492)7651 FAX 03(3492)7506

<http://osada-group.jp/>

製造販売元／長田電機工業株式会社

札幌 011(747)1391  
盛岡 019(653)5464  
仙台 022(262)1705  
新潟 025(265)3710  
宇都宮 028(638)5185  
水戸 029(231)6771

埼玉 048(652)0401  
千葉 043(278)6152  
西東京 042(524)9186  
東京 03(3494)2271  
神奈川 045(948)3035  
長野 0263(47)7060

静岡 054(252)0642  
名古屋 052(950)0631  
大阪 06(6398)6027  
神戸 06(6398)6027  
山陽 086(214)6950  
広島 082(241)7165

高松 087(814)9581  
福岡 092(431)7774  
熊本 096(383)6770  
鹿児島 099(256)6869  
沖縄 098(862)0683  
OSADA INC

品質マネジメントシステム



長田電機工業(株)

品質マネジメントシステム



ISO9001 ISO13485  
長田電機工業(株) 名古屋工場

品質マネジメントシステム



ISO14001  
JAERO211  
長田電機工業(株) 名古屋工場

No.1629