

OF1

オサダトロンシリーズ

Air Turbines

- 5点注水が高い冷却効果を生み出し、作業効率がUPします(OF1-JPのみ1点注水)。
- 内部構造の改良により従来品と比べてトルクがUPし、作業もスムーズになりました。



オサダトロン F1-SP
 ○商品コード: 55389 ○形式: OF1-SP ○価格: 115,000円
 ○380,000~min⁻¹ ○5点注水
 ○高トルクでスピーディーな治療が行えると同時に、小振動で回転音を抑え、なめらかな切削感を得られます。
 ○従来のオサダトロンの良い点をさらに進化させたタービンです。



オサダトロン F1-JP+
 ○商品コード: 55393 ○形式: OF1-JP+ ○価格: 120,000円
 ○380,000~min⁻¹ ○5点注水
 ○超小型ヘッド(φ8.5mm)ながら、5点注水で切削部を確実に冷却します。
 ○小児や開口障害の患者様の治療もスムーズに行えます。
 ○顕微鏡下での治療時にも視野が確保でき、有効です。



オサダトロン F1-TP
 ○商品コード: 53640 ○形式: OF1-TP ○価格: 115,000円
 ○350,000 min⁻¹ ○5点注水
 ○高い切削能力で、治療をスピーディーに行えます。
 ○出力25Wのハイパワーを実現。



オサダトロン F1-TS
 ○商品コード: 53871 ○形式: OF1-TS ○価格: 115,000円
 ○350,000 min⁻¹ ○5点注水
 ○高い切削能力で、治療をスピーディーに行えます。
 ○スクリューチャック式で、専用工具での締め付けにより確実にバーを保持することができます。



オサダトロン F1-MP
 ○商品コード: 53754 ○形式: OF1-MP ○価格: 115,000円
 ○380,000 min⁻¹ ○5点注水
 ○小さいヘッドサイズで、切削能力が高いため、治療をスピーディーに行えます。



オサダトロン F1-MS
 ○商品コード: 53872 ○形式: OF1-MS ○価格: 115,000円
 ○380,000 min⁻¹ ○5点注水
 ○小さいヘッドサイズで、切削能力が高いため、治療をスピーディーに行えます。
 ○スクリューチャック式で、専用工具での締め付けにより確実にバーを保持することができます。



販売中止
 ○商品コード: 55529 ○形式: OF1-SP ○価格: 30,000円
 ○380,000 min⁻¹ ○1点注水
 ○プレスチャック式の超ミニチュアヘッドタイプです。
 ○より小さいヘッドサイズで、口腔内での取り回しを容易にします。
 ○顕微鏡下での治療時にも視野が確保でき、有効です。

OF1-SPタービンカートリッジ
 ○商品コード: 55529 ○価格: 30,000円

OF1-TPタービンカートリッジ
 ○商品コード: 53649 ○価格: 30,000円

OF1-MPタービンカートリッジ
 ○商品コード: 53892 ○価格: 30,000円

OF1-TSタービンカートリッジ
 ○商品コード: 53896 ○価格: 30,000円

OF1-MSタービンカートリッジ
 ○商品コード: 53894 ○価格: 30,000円

OF2

オサダトロンシリーズ

Air Turbines

- 歯に吸い付くような滑らかな切削感。
- 切削時の振動が非常に小さいため、患者様の不安感を和らげ、切削面もなめらかに仕上がります。
- 3点注水により、切削部をしっかりと冷却します(OF2-JFのみ1点注水)。



オサダトロン F2-TP
 ○商品コード: 53644 ○形式: OF2-TP ○価格: 115,000円
 ○350,000 min⁻¹ ○3点注水
 ○切削時の振動が小さく、切削能力も高いため、滑らかに仕上げるができます。



オサダトロン F2-TS
 ○商品コード: 53646 ○形式: OF2-TS ○価格: 115,000円
 ○350,000 min⁻¹ ○3点注水
 ○スクリューチャック式で、専用工具での締め付けにより確実にバーを保持することができます。
 ○OF2-TPと同様、切削時の振動が小さく、切削能力も高いため、滑らかに仕上げるができます。



オサダトロン F2-MP
 ○商品コード: 53645 ○形式: OF2-MP ○価格: 115,000円
 ○380,000 min⁻¹ ○3点注水
 ○切削時の振動が小さく、滑らかに仕上げるができます。小さいヘッドサイズで臼歯部や小児の患者様の治療に有効です。



オサダトロン F2-MS
 ○商品コード: 53647 ○形式: OF2-MS ○価格: 115,000円
 ○380,000 min⁻¹ ○3点注水
 ○スクリューチャック式で、専用工具での締め付けにより確実にバーを保持することができます。
 ○OF2-MPと同様、ヘッドサイズが小さくかつ、切削時の振動が小さく、滑らかに仕上げるができます。



オサダトロン F2-JF
 ○商品コード: 53648 ○形式: OF2-JF ○価格: 120,000円
 ○380,000 min⁻¹ ○1点注水
 ○ヘッド高さが非常に小さいため、小児や口が大きく開かない患者様の臼歯部の切削の治療に適しています。

OF2-TPタービンカートリッジ
 ○商品コード: 53656 ○価格: 30,000円

OF2-MPタービンカートリッジ
 ○商品コード: 53657 ○価格: 30,000円

OF2-TSタービンカートリッジ
 ○商品コード: 53658 ○価格: 30,000円

OF2-MSタービンカートリッジ
 ○商品コード: 53659 ○価格: 30,000円

販売名: オサダファインジョイントヘッド <認証番号: 218AHBZX00016000>

■ バー着脱器




OFJ(S)バー着脱器
 ○商品コード: 06295 ○価格: 7,150円
 ○OF1-TS/OF1-MS、OF2-TS/OF2-MS用



MJ(F)バー着脱器
 ○商品コード: 71415
 ○価格: 1,430円 ○OF2-JF用

■ ヘッド実寸



■ タービンヘッドタイプ別の特徴

トルクタイプ

OF1-TP、OF1-TS、OF2-TP、OF2-TS
 負荷をかけても回転数の低下が最も少ないタイプです。特にOF2-TP、OF2-TSは高い切削能力ながら切削時の振動が少なく、滑らかに仕上がります。

ミニチュアタイプ

OF1-SP、OF1-MP、OF1-MS、OF2-MP、OF2-MS
 小さいヘッドサイズで口腔内全体の取り回しを容易にします。回転速度が速く、軽い力での切削能力が高いです。特にOF1-SPでは高いトルクでスピーディーな治療が行えます。

超ミニチュアタイプ

OF1-JP+、OF1-JP、OF2-JF
 ヘッドの高さが大変小さく、開口障害の患者様や女性、小児の患者様などの臼歯部には特に効果的です。顕微鏡下での治療時にも視野が確保しやすく有効です。