

商品名		エアーコンプレッサー					オートドレン			
		キャビコン103		キャビコン202		キャビコン203		(オプション)		
		(レシプロオイル フリーコンプレッサー)		(スクロールコンプレッサー オイルフリータイプ)		(スクロールコンプレッサー オイルフリータイプ)		0-1E	0-2E	
		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	(100V)	(200V)	
電圧 源 入力 電流(50/60Hz)		単相 交流 100 V		3相 交流		売 200 V				
入力	電流(50/60Hz)	12/11 A	1馬力	6.8/6.4A 2馬力		7.0/6.2A 2馬力				
出力		0.75kW		1.5kW						
タンク容量		39L		25L		60L				
騒音		47dB (A)		46dB (A)		70dB (A)				
質量		94kg		107kg		80kg				
寸法		W735 x D500 x H795mm		W500×D625×H905mm		W950×D435×H690mm				
形式		CP-C103		CP-C202		CP-C203				
商品コード		4028	4035	4023	4030	4027	4034	54842	54844	
標準価格		¥593,000		¥957,200		¥697,200		¥23,000		
製造販売元				アネスト	アネスト岩田㈱				(株)海南	

商品名		エアードライヤー			
		ピュアートロン7	ピュアートロン8		
電源入力	電圧	単相 交流 100 V			
入力	電流(50/60Hz)	2.4/2.4A	2.6/2.9A		
消	費電力(50/60Hz)	187/210W	210/260W		
騒	山	45dB (A)			
質量		16kg	18kg		
寸》	去	W226×D328×H410mm	W226×D358×H470mm		
適用]エアーコンプレッサー	1.5kW	2.2kW		
形	et .	OAD-7	OAD-8		
商品コード		7031	7032		
標準	準価格	¥145,000	¥165,000		
製造販売元		SMC(株)			

製造販売工		SMC		
商品	品名	口腔外バキューム フレクシークリーン エアーバキューム 2		
電源入力	電圧	単相 交流 100V		
	電流(50/60Hz)	12A		
出	ħ	1.0kW		
騒	当	66dB (A)		
質量	三 里	20kg		
寸法		W660×D210×H387mm		
承記	忍番号	20600BZZ01074A01		
形式	et .	FCAV-2		
商品	品コード	4026		
標準	準価格	¥450,000		
製油	造販売元	㈱東京技研		

		-			
		歯科用の	及引装置		
商品	品名		ラル	バックアップ バキューム	
IPO HA EL		バキュ・	-ム-6	(オプション)	
		50Hz	60Hz	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
電源	電圧	3相 交流 200V		単相 交流 100V	
入力	電流(50/60Hz)	3.4/	3.2A	10.0A	
出	カ	0.75	5kW	0.8kW	
騒	音	62d1	B (A)	78dB (A)	
質		50	kg	9kg	
寸》	法	W622 x D37	71×H610mm	W220×D332×H236mm	
分类	類	クラス I・BF形		クラス I・BF形	
承記	認番号	20400BZZ	00268A01	21600BZZ00489000	
形	式	C۷	/- 6		
商品	品コード	4024	4032	20677	
標準	準価格	¥998,000		¥220,000	
製造販売元			㈱東京	京技研	

※ご使用に際しましては、商品添付の添付文書・取扱説明書を必ずお読み下さい。



販売元 **長田電機工業株式会社** 〒141-8517 東京都品川区西五反田5-17-5 TEL.03(3492)7651 FAX.03(3492)7506

http://osada-group.jp/

高 松 087(814)9581 鹿児島 099(256)6869 福 岡 092(431)7774 沖 縄 098(862)0683 熊 本 096(383)6770 OSADA,INC. No.1740

CABICON 203 © OSADA ELECTRIC CO.,LTD.

安心を備える。オサダの機械室シリーズ。

※商品は改良の為、予告なしに仕様を変更することがありますので予めご了承下さい。又、ご不明な点はオサダ営業所にお問い合わせ下さい。 ※表示価格は消費税抜きの価格です。消費税は別途申し受けます。

 机 幌 011(747)1391
 新 潟 025(265)3710
 埼 玉 048(652)0401
 東京 03(3494)2271
 静 岡 054(252)0642
 神 戸 06(6398)6027

 盛 岡 019(653)5464
 宇都宮 028(638)5185
 千 葉 043(278)6152
 神奈川 045(948)3035
 名古屋 052(950)0631
 山 陽 086(214)6950

 仙 台 022(262)1705
 水 戸 029(231)6771
 西東京 042(524)9186
 長 野 0263(47)7060
 大 阪 06(6398)6027
 広 島 082(241)7165

エアーコンプレッサー キャビコン103・202・203

3機種揃った個性派ラインナップ。 オイルフリーでらくらくメンテナンス。



キャビコン103

- ●手軽な100V電源タイプ・独自の静音設計
- ●ユニット2台同時使用可能 (セントラルバキューム使用時)
- ●ベルト交換不要 (ベルトを使用しておりません)



キャビコン202

- ●コンパクト・パワフル・静音設計
- ●テナント開業の診療室に最適です
- ●ユニット4台同時使用可能 (セントラルバキューム使用時)



--オプション ----

オートドレン

毎日のドレン排出も 自動で行われますので メンテナンスは

更に簡単になります。

キャビコン203

- ●タンク容量60Lの本格派
- ●スクロールタイプで低騒音
- ●優れたコストパフォーマンス
- ●ユニット4台同時使用可能 (セントラルバキューム使用時)

歯科用吸引装置

セントラルバキューム-6

診察用バキュームの本格派。 余裕の吸引力と静音設計です。



イ・オプション --



バックアップバキューム

セントラルバキューム-6の ブロワーが万一故障した場合にも、 診療を中断することなく吸引が おこなえる補助用のブロワーです。

エアードライヤー ピュアートロン7・8

ユニットへのエアーの水分を除去。 コンプレッサーの良きパートナーです。



ピュアートロン 7

- ●熱交換効率の高いコンデンサー冷却方式 ●オゾン層を破壊しない冷媒フロンを使用
- ●小型·軽量·静音設計

徴

●医院規模に応じた3タイプからお選びいただけます



ピュアートロン8

口腔外バキューム フレクシー クリーンエアーバキューム2

●スーパーバイオフィルターを内蔵、粉塵・微生物を99.97%捕集します

●自動排水分離器を採用、吸引しながら同時排水で連続使用が可能です

●リターンボックス搭載により配管内に残留水を残さないクリーンなシステム

診察室の環境をクリーンに、患者さんの安心と ドクター・スタッフの健康に一役買います。

備考:自動排水分離器、リターンボックス付



フレクシー クリーンエアーバキューム2

徴

徴

- ●ユニット1台専用の口腔外バキュームブロワーです
- ●室内設置型で配管工事は一切不要です
- ●バイオフィルターを内蔵、診療室内にはクリーンな空気を排気します