

# OSADA PETIT CLAVE 11

プチクレーブ 11

インスツルメント専用オートクレーブ滅菌器

## 自然排水と手動排水！

選べる2種類の排水タイプ



**新機能**

自然排水

- チューブを流し台に繋いで直接排水が出来ます。



手動排水

- 手で捨てる排水タイプです。

商品名：オサダプチクレーブ 11  
形式：DA-11  
商品コード：7055 (手動排水)  
7056 (自然排水)  
標準価格：387,900 円 (税抜)  
カラー：● シルバー ● ピンク

## カンタン！

フタをロックし、スタートキーを押すだけの簡単操作！

- デジタル表示で温度確認ができます。
- 滅菌用水は精製水、蒸留水、水道水どれでも使用可能。
- 排水方法は手で捨てる「手動排水」、チューブを流し台に繋いで直接排水する「自然排水」の2タイプから選べます。



## 安全！

充実した安全装備を搭載しています。

- エラーを音声でお知らせ！
- 異常時には自動でストップ！

**新機能**

- インターロック機能により、缶体内の圧力が下がらないとフタのロックが解除されないで、間違えて開ける危険がありません。



目安：滅菌処理1回につき、10本まで対応します (当社タービンヘッド調べ)

仕様 | 電源電圧：AC 100V 6.0A 50/60Hz | 認証番号：229AIBZX00027000 | クラス分類：管理医療機器・特定保守管理医療機器 | 外形寸法：W205mm×D338.5mm×H335mm (ゴム足を含む) 缶体寸法：φ125×H210mm (スノコよりH190mm) カゴ内寸法：φ115×H170mm | 質量：13.9kg | 滅菌温度：135℃-0℃/+3℃ | 滅菌時間：4分-0/+1分 | 最高使用圧力：0.24MPa

※ご使用に際しましては、商品に付属されている添付文書・取扱説明書を必ずお読み下さい。

販売元 **長田電機工業株式会社**

〒141-8517 東京都品川区西五反田5-17-5  
TEL.03(3492)7651 FAX.03(3492)7506

製造販売元 株式会社東邦製作所 鹿島工場

[http:// osada-group.jp/](http://osada-group.jp/)

※表示価格は消費税抜きの価格です。消費税は別途申し受けます。  
※商品は改良の為、予告なしに仕様を変更することがありますので予めご了承下さい。  
又、ご不明な点はオサダ営業所にお問い合わせ下さい。

品質マネジメントシステム



長田電機工業(株)

品質マネジメントシステム



長田電機工業(株)名古屋工場

環境マネジメントシステム



長田電機工業(株)名古屋工場

札幌 011(747)1391 新潟 025(265)3710 埼玉 048(652)0401 東京 03(3494)2271 静岡 054(252)0642 神戸 06(6398)6027 高松 087(814)9581 鹿児島 099(256)6869  
盛岡 019(653)5464 宇都宮 028(638)5185 千葉 043(278)6152 神奈川 045(948)3035 名古屋 052(950)0631 山陽 086(214)6950 福岡 092(431)7774 沖縄 098(862)0683  
仙台 022(262)1705 水戸 029(231)6771 西東京 042(524)9186 長野 0263(47)7060 大阪 06(6398)6027 広島 082(241)7165 熊本 096(383)6770 OSADA,INC. No.1717