

Polaris

歯面清掃器 ポラリス

自然な歯の輝きを実現

超音波スケーラーではとりにくいヤニや茶渋を簡単・きれいに除去します。

特長

● 确实

ノズルの吐出角度が小さいため、狙った部位を確実にきれいにすることができます。スケーラーの先端が入り込めないような隣接面や小窩裂溝部の沈着物も確実に除去できます。

● 使いやすい

ハンドピースはウエイトバランスに優れ、持ちやすいデザインです。長時間のご使用でも疲れにくくなっております。

● つまり防止

パウダーのつまり防止機能がついているため、パウダーのつまりが少なくなりました。

● 交換装着

エアータービンホースにワンタッチで簡単にセットでき、すぐにご使用いただけます。ユニット間の移動はハンドピースの交換だけですみます。

- ・オサダポラリス F オサダファインジョイントタイプ
- ・オサダポラリス T オサダترون3HL/4HLタイプ

● 衛生面

ノズル・握手ケース・パウダーボックスは簡単に着脱でき、オートクレーブ滅菌が可能です。



商品名	商品コード	形式	備考
オサダポラリス F	50348	OP-F	オサダファインジョイントタイプ
オサダポラリス T	50349	OP-T	オサダترون3HL/4HLタイプ

商品名：オサダポラリス | 承認番号：21900BZX00303000 | クラス分類：管理医療機器(クラスII)

販売元 長田電機工業株式会社
製造販売元 長田電機工業株式会社

OSADA
webサイトは
こちら



お問い合わせは
こちら



〒141-8517 東京都品川区西五反田 5-17-5

<https://osada-electric.co.jp/dental/>

※印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。※商品は改良の為、予告なしに仕様を変更することがありますので、予めご了承下さい。ご不明な点はOSADA営業所にお問い合わせ下さい。

No.2039