

Laser Devices
Micromotor System for Surgery
Ultrasonic Scaler

骨接合又は骨手術用機械器具 (オサダ サクセスシリーズ)

Osada Success Series

**ブラシレスモータ採用により
静音・長寿命を実現しました!**



Osada Surgery Success V
オサダサージェリーサクセスV



Osada Success 40MV2
オサダサクセス-40MV2

●ご使用に際しましては、商品に付属されている添付文書・取扱説明書を必ずお読み下さい。

長田電機工業株式会社

〒141-8517 東京都品川区西五反田 5-17-5 <https://osada-group.jp>

※印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。※商品は改良の為、予告なしに仕様を変更することがありますので、予めご了承下さい。ご不明な点はOSAD A 営業所にお問い合わせ下さい。

OSADA
グループサイトは
こちら



お問い合わせは
こちら



Treatment Tables

Steam Autoclaves

Instruments for Small Animals

オサダサクセス-40MV2



商品名	形式	商品コード
オサダサクセス-40MV2	OS-40MV2	3236

標準装備

商品名	形式	商品コード
等速ストレートハンドピース	SH28S	49342

※ノーズコーンS付

商品名	形式	商品コード
サージェリーモータ	SM1-02	52592

※モーターコード付

※出荷時の回転速度は最高30,000min⁻¹までの設定となっております。
40,000min⁻¹仕様でご使用になる場合は、メディカルセンターまでご相談下さい。

衛生的にお使い頂けます。

モータ、コードからハンドピースまでオートクレープ滅菌可能！


トルクが強い！

低速回転でも止まることなく、お使い頂けます。

<仕様>

- 電源：電源電圧 交流100V、電源周波数 50/60Hz、電源入力 0.3A
- 分類：一般医療機器
- 質量：本体3.3kg モーターハンドピース170g
- 寸法：W107×D185×H140mm（取手含む）
- 回転速度：1,000～40,000min⁻¹
- 確認番号：第25-2094号
- 標準構成：装置本体、フットコントローラー、サージェリーモータ[SM1-02]、ハンドピーススプレー、等速ストレートハンドピース[SH28S]、添付文書、取扱説明書

オプション ワイヤードライバー使用例



商品名	形式	商品コード
ワイヤードライバー	WD-5	50286

※オサダサクセス-40MV2専用です。オサダサクセス-40MV1には使用できません。
※モーターコード付
※ハンドピース（JCH-1、WCH-1、PCH-1等）の詳細につきましては、最終ページをご覧ください。

オサダサージェリーサクセスV

ピンニング・ドリリングなどの
外科処置から歯科治療まで

幅広い用途にお応えする
マイクロサージェリーシステム

ブラシレスモータ採用

オシレイト（反転）機能

注水機能

自動注水準備機能

液だれ防止機能

オサダサージェリーサクセスV（サージェリーモータセット OSS-3・3 ワイヤードライバー5セット仕様）

商品名	仕様	形式	商品コード
オサダサージェリーサクセスV OSS-3	サージェリーモータセット ワイヤードライバー5セット	OSS-3・3	3229

※生理食塩液は標準装備されていません。

<OSS-3・3仕様>

- 電源：電源電圧 交流100V 電源周波数 50/60Hz、電源入力 0.3A
- 分類：一般医療機器
- 確認番号：第19-3192号
- 寸法：W200×D295×H250mm（突起部含む）
- 注水ポンプ注水量：5～100ml/min（目安）
- 質量：本体7.4kg
- 標準構成：装置本体、フットコントローラー、サージェリーモータセット、ワイヤードライバー5セット、添付文書、取扱説明書

ワイヤードライバー5セット仕様内容



- 回転速度：100～1,900min⁻¹
- 停止トルク：50Ncm
- 寸法：ハンドピース部 φ31×W83mm、グリップ部 W43×D29×H91mm
- 構成：ワイヤードライバー[WD-5]（コード付）、ジャコブスチャックハンドピース [JCH-1]（工具付）
- オシレイト（反転）：50～750min⁻¹
- 質量：モータ、グリップ部のみ 470g

ワイヤードライバー [WD-5]

商品名	形式	商品コード
ワイヤードライバー	WD-5	50215

サージェリーモータセット仕様内容



- 回転速度：2,000～30,000min⁻¹
- 停止トルク：5Ncm
- 質量：100g（モータ部のみ）
- 寸法：φ25×W72.3mm（ジャンクション部除く）
- 構成：サージェリーモータ（モーターコード付）、等速ストレートハンドピース（ノーズコーンSP付）、ボルトスタンド、ホルダー付洗浄用チューブ、洗浄用チューブ

オプション

サージェリーモータ [SM1-02]

商品名	形式	商品コード
サージェリーモータ	SM1-02	52592
等速ストレートハンドピース	SH28SP	49341

オプション

商品名	形式	商品コード	商品写真	確認番号
A0ボーンドリルハンドピース ※最高回転速度：30,000min ⁻¹ 、専用締め付けスパン付属	SH33	20230	 シャंक径：φ0.5～4.5mm チャック4ヶ付	第19-3192号
ソーオシレートハンドピース ※最高回転速度：30,000min ⁻¹ 、専用締め付けスパン付属	SOH01A	49277	 振れ角度：7°	第19-3187号
ソーサジタルハンドピース ※最高回転速度：30,000min ⁻¹ 、専用締め付けスパン付属	SSH01	49275	 振れ角度：4°	
ソーレシプロケットルハンドピース2 ※最高回転速度：30,000min ⁻¹ 、専用締め付けスパン付属	SRH02A	49274	 全ストローク3mm	第18-698号

ストレート・アングルハンドピースに装着してご使用下さい。

商品名	商品コード	確認番号
ノーズコーンS	49260	第19-3192号
ノーズコーンSP	49261	
ノーズコーンL	49265	
ノーズコーンLP	49266	

ノーズコーンS



（バー全長 40～45mm
シャंक長 32mm以上）

ノーズコーンSP



※注水パイプ付

ノーズコーンL



（バー全長 65～75mm
シャंक長 58mm以上）


ノーズコーンLP



※注水パイプ付

ワイヤードライバー [WD-5] と組み合わせてご使用いただけます。

商品名	形式	商品コード	確認番号
① ワイヤーチャックハンドピース ※最高回転速度：1,875min ⁻¹	WCH-1	49294	18動薬第701号
② ピンチャックハンドピース ※最高回転速度：1,875min ⁻¹	PCH-1	49295	18動薬第700号
③ ジャコブスチャックハンドピース ※最高回転速度：1,875min ⁻¹	JCH-1	49292	19動薬第3192号
④ AOチャックハンドピース ※最高回転速度：1,875min ⁻¹	ACH-1	49296	18動薬第702号



ブレード ※適応ハンドピース：ソーサジタルハンドピース


製造販売元：林刃物株式会社

商品名	商品コード	備考	確認番号
サジタルブレード SB-4S	52353	刃幅 4mm、刃高 0.3mm、刃厚 0.4mm	22動薬第3004号
サジタルブレード SB-6S	51904	刃幅 6mm、刃高 0.3mm、刃厚 0.4mm	21動薬第1317号
サジタルブレード SB-9S	51905	刃幅 9mm、刃高 0.3mm、刃厚 0.4mm	21動薬第1318号
サジタルブレード SB-14	51907	刃幅 14mm、刃高 0.6mm、刃厚 0.4mm	21動薬第1713号
サジタルブレード SB-19	51908	刃幅 19mm、刃高 0.6mm、刃厚 0.4mm	21動薬第1316号

メンテナンス用品

商品名	商品コード	商品名	商品コード
ハンドピーススプレー	57013	ハンドピーススプレー ノズルHKタイプ	57014

※1本入



使用イメージ