

動物用歯科ユニット


Daisy
osada portable unit

オサダポータブルユニット デイジー


オールイン
ワン!



明るく
パワフルに



なめらかな
ポリッシング



スムーズな分割



抜歯を安全に



バキューム付



 OSADA



オサダポータブルユニットデージー

歯科診療がこの1台で

ソフトなデザインと最新機能を両立



コンパクト収納



簡単セッティング



日本語表示パネル

Daisy
osada portable unit

商品名	オサダポータブルユニット デージー	オサダポータブルユニット デージー(ユニット部)	オサダポータブルユニット デージー(バキューム部)
形式	OPU-D2V	OPU-DU2V	OPU-DV2V
商品コード	0722	0723	0782
確認番号	3動薬第2093号		
クラス分類	一般医療機器		
商品構成	ユニット部：マイクロエンジンG1モータ、20万回転コントラアングルハンドピース(CA19)、 等速コントラハンドピース(CAG01)、 オサダエナック11Lハンドピース・ホース、スケーリング用チップ(ST08)、抜歯用チップ(ST70)、 マルチシリンジF、フットスイッチ、水タンク(容量400ml)、インスツルメントホルダー バキューム部：バキュームホース、排水タンク(1,100ml)、バキュームホルダー、フットスイッチ		
オプション	ユニットショルダーベルト バキュームショルダーベルト キャリーカート トレーセット		

販売元 **長田電機工業株式会社**
〒141-8517 東京都品川区西五反田 5-17-5
TEL:03(3492)2874

製造販売元 **長田電機工業株式会社**

<https://osada-group.jp>

※表示価格は全て税別です。消費税を別途申し受けます。
※実際の商品の色は印刷と異なる場合があります。
※商品は改良の為、予告なしに仕様を変更することがありますのであらかじめご了承下さい。