

動物用

e n a c 11

幅広いパワー設定と豊富なチップで多目的な治療が可能

注水準備機能

ハンドピース及びホースへの自動注水・排水が可能になりました。治療前に水を満たしておくことで、すぐに使用できます。また治療後の排水もスムーズです。

LED 付のコンパクトなハンドピース

ハンドピースはコンパクトで軽くなりました。視野も広がり、今まで届きにくかった部位にも楽にアプローチできます。

チップ標準装備



ST08

ST70

場所を選ばない ボトルタイプの給水方式

給水方式はボトルタイプなので、設置場所を選ばず、電源をいれるだけですぐ使用できます。

微小パワーを含む 18 段階の パワー設定

治療に応じた適切なパワー設定ができます。また目盛りに合わせて、光の色が変わります。



一般的名称：歯科用切削器 販売名：オサダエナック 11WV 形式：OE-11WV 商品コード：3298 クラス分類：一般医療機器
確認番号：28動薬第2129号 標準装備：エナック 11L / エナックチップ 2 種 (ST08・ST70) / フットスイッチ

販売元

長田電機工業株式会社

〒141-8517 東京都品川区西五反田 5-17-5
TEL:03(3492)2874

製造販売元

長田電機工業株式会社

<https://osada-group.jp>